



Manufacturer of furnaces and equipment for laboratories as well as the metal and glass industry



Furnaces and special equipment > Urządzenia specjalne

PIEC DO KIERUNKOWEJ KRYSZTALIZACJI METODĄ BRIDGMANA TYP PRC 60x300/170



- Przeznaczenie **Piec do otrzymywania monokrystalicznych materiałów metodą Bridgmana-Stockbargera z komorą zamrażania.**
- Typ urządzenia **TYP PRC 60x300/170**
- Opis urządzenia **Konstrukcja urządzenia umożliwia wzrost kryształów o wymiarach ϕ 10mm i wysokość 100mm. Ruchomy tygiel, można opuszczać przez obszar stałego gradientu temperatury z programowalną prędkością oraz stosować atmosfery ochronne z wykorzystaniem pompy próżniowej. Piec przeznaczony jest do temperatury maksymalnej 1700°C, możliwe jest wykonanie tego urządzenia w innych konfiguracjach.**

If you have any questions please contact us:

tel. 32 47 07 495

tel./fax 32 47 07 502

e-mail: czylok@czylok.com.pl