



Hersteller von Öfen und Anlagen
für Labors, Metall
und Glasindustrie



Für Labors > SOP

Piec do zamontowania w maszynie do badań wytrzymałościowych typ SOP 75x120/100



Oznaczenie pieca PID	SOP 75x120/100
Maksymalna temp. pracy [°C]	1000
Średnica komory grzejnej [mm]	75
Średnica kształtek [mm]	35
Długość strefy grzania [mm]	120
Napięcie zasilania [V]	230
Ilość stref grzejnych	1
Termopara Typ	S
Moc zainstalowana [kW]	1

Bei Fragen nehmen Sie mit uns Kontakt auf:

Tel. 32 47 07 495

Tel./Fax. 32 47 07 502

e-mail: czylok@czylok.com.pl