




Hersteller von Öfen und Anlagen  
für Labors, Metall  
und Glasindustrie



## Für Labors > SOP

### **Piec do zamontowania w maszynie do badań wytrzymałościowych typ SOP 75x240/100**



|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Oznaczenie pieca PID          | <b>SOP 75x240/100</b> |
| Maksymalna temp. pracy [°C]   | <b>1000</b>           |
| Średnica komory grzejnej [mm] | <b>75</b>             |
| Średnica kształtek [mm]       | <b>52</b>             |
| Długość strefy grzania [mm]   | <b>240</b>            |
| Napięcie zasilania [V]        | <b>230</b>            |
| Ilość stref grzejnych         | <b>2</b>              |
| Termopara Typ                 | <b>S</b>              |
| Moc zainstalowana [kW]        | <b>2,1</b>            |

Bei Fragen nehmen Sie mit uns Kontakt auf:

**Tel. 32 47 07 495**

**Tel./Fax. 32 47 07 502**

**e-mail: [czylok@czylok.com.pl](mailto:czylok@czylok.com.pl)**