



Manufacturer of furnaces and
equipment for laboratories as well
as the metal and glass industry



For laboratories > SOP

**Piec do zamontowania w maszynie do badań wytrzymałościowych typ SOP
90x300/100**



Oznaczenie pieca PID	SOP 90x300/100
Maksymalna temp. pracy [°C]	1000
Średnica komory grzejnej [mm]	90
Średnica kształtek [mm]	30
Długość strefy grzania [mm]	300
Napięcie zasilania [v]	230
Ilość stref grzejnych	3
Termopara Typ	S
Moc zainstalowana [kW]	2,9

If you have any questions please contact us:

tel. 32 47 07 495

tel./fax 32 47 07 502

e-mail: czylok@czylok.com.pl